

Fosfo-Tau-T217 Ac Mab De Conejo Para Wb, Elisa - P10636-8

Número de artículo: CM0000670

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra fosfo-Tau (Thr217) validado para Western blot y ELISA. Detecta específicamente la tau humana, ayudando en la investigación de la enfermedad de Alzheimer y las tauopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-Tau-T217 Ac mAb de conejo
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T217
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T217 de la Tau humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10636-8
Peso proteico	33-46kDa/79-81kDa
Envío	Bolsa de hielo