

Fosfo-Tau-T231 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P10636

Número de artículo: CM0001205



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fosfo-Tau-T231 validado para WB y ELISA. Reconoce especies de ratón y rata. Se dirige al epítipo fosforilado relacionado con el Alzheimer de la proteína Tau humana (79kDa). Ideal para investigación en neurociencia y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-Tau-T231 pAb de conejo
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T231
Especies	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo