

Pab De Conejo Anti-Fosfo-Tau-T231 - P10636

Número de artículo: CM0000701



Introducción

El pAb de conejo anti-Fosfo-Tau-T231 (P10636) detecta específicamente la Tau fosforilada en T231 en humanos y ratones. Adecuado para WB y ELISA. Ideal para investigación en enfermedad de Alzheimer y tauopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Fosfo-Tau-T231
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
Especie	Humano
ID del gen	4137
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de T548 de la Tau humana (NP_058519.3?)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P10636
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo