


Pab De Conejo Contra Tbc1D4 Fosforilado (S588) Para Wb Y Elisa - O60343

Número de artículo: CM0000932



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TBC1D4 fosforilado (S588) validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Detecta la proteína TBC1D4 fosforilada en la serina 588, que participa en la translocación de GLUT4 mediada por insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra TBC1D4 fosforilado (S588)
Abreviaturas / Sinónimos	AS160; NIDDM5; Phospho-TBC1D4-S588
Especie	Humana
ID génico (humano)	9882
ID génico	9882
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado correspondiente a la región de S588 de la TBC1D4 humana (NP_055647.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicaciones	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	O60343
Peso molecular de la proteína	147kDa
Envío	Bolsa de hielo