


Phospho-Tifa-T9 Conejillo Pab Para Wb Y Elisa - Q96Cg3

Número de artículo: CM0001897



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce específicamente la TIFA humana fosforilada en Thr-9, validado para Western blot y ELISA, detectando la proteína adaptadora de inmunidad innata de 21 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-TIFA-T9 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	T2BP; T6BP; TIFAA; Phospho-TIFA-T9
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	92610
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de T9 de la TIFA humana (NP_443096.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96CG3
Peso Proteico	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo