

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Tp73-Y99 Para Wb, Elisa - O15350

Número de artículo: CM0000692



Introducción

Anticuerpo pAb de conejo Phospho-TP73-Y99 para Western blot y ELISA. Detecta la fosfo-p73 humana en Tyr99. Ideal para investigación en apoptosis, daño en el ADN y diferenciación pulmonar. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Phospho-TP73-Y99
Observaciones/Alias	P73; CILD47; Phospho-TP73-Y99
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7161
GeneID	7161
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos que rodean la Y99 del TP73 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15350
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo