


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Tyk2 (Y1054/1055) Para Wb Y Elisa - P29597

Número de artículo: CM0001799



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fosfo-Tyk2 (Y1054/1055), validado para WB y ELISA, detecta Tyk2 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigar la señalización de citoquinas e interferones, el crecimiento celular y la respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Fosfo-Tyk2-Y1054/1055
Observaciones/Alias	JTK1; IMD35; Fosfo-Tyk2-Y1054/1055
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7297
ID del Gen	7297
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de Y1054 & Y1055 de Tyk2 humano (NP_003322.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosfo-Específicos
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P29597
Peso Molecular de la Proteína	134kDa
Envío	Bolsa de hielo