


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Tirosina Hidroxilasa-S40 Para Wb, Elisa - P07101

Número de artículo: CM0001383



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-Tirosina Hidroxilasa-S40 detecta la tirosina hidroxilasa fosforilada en Ser40. Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con rata. Herramienta ideal para la investigación de catecolaminas y neurológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Tirosina Hidroxilasa-S40 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TYH; DYT14; DYT5b; Fosfo-Tirosina Hidroxilasa-S40
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7054
GeneID	7054
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S40 de la tirosina hidroxilasa humana (NP_000351.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P07101
Peso Proteico	45-59 kDa
Envío	Bolsa de hielo