


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-Ubiquitina (Ser65) Para Wb, If/Icc, Elisa - P62979 / P62987 / P0Cg47 / P0Cg48

Número de artículo: CM0004137



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Fosfo-Ubiquitina (Ser65) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Específico para ubiquitina humana fosforilada en serina 65. Ideal para estudiar la señalización de ubiquitina y las vías del proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Ubiquitina-S65 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HMG20; Fosfo-Ubiquitina-Ser65
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6233/7311/7314/7316
ID de Gen	6233/7311/7314/7316
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S65 de la ubiquitina humana (NP_002945.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
Peso Proteico	18 kDa/15 kDa/26 kDa/77 kDa
Envío	Bolsa de hielo