

Pab De Conejo Phospho-Ulk1-S467 Para Wb, Elisa - 075385

Número de artículo: CM0001884



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a ULK1 (S467), una quinasa clave de la autofagia. Validado para Western blot (WB) y ELISA con reactividad en humanos y ratones. Ideal para investigación en autofagia y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-ULK1-S467 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Phospho-ULK1-S467
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8408
GeneID	8408
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S467 de ULK1 humana (NP_003556.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	075385
Peso molecular de la proteína	113kDa
Envío	Bolsa de hielo