

Phospho-ULK1-S555 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - 075385

Número de artículo: CM0001170



Introducción

Phospho-ULK1-S555 Rabbit pAb detecta específicamente la ULK1 fosforilada en Ser555. Validado para WB y ELISA en muestras humanas. Ideal para la investigación de autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-ULK1-S555 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
Especie	Humano
GeneID	8408
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S555 de ULK1 humana (NP_003556.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O75385
Peso proteico	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo