

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-B-Catenina (S33/S37/T41) Para Ihc-P, Elisa - P35222

Número de artículo: CM0001129



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la β -catenina fosforilada en S33, S37 y T41 para IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de señalización Wnt y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo- β -Catenina-S33/S37/T41 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Fosfo- β -Catenina-S33/S37/T41
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1499
GeneID	1499
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35222
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo