

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Fosfo-B-Catenina-S552 Para Wb, Elisa - P35222

Número de artículo: CM0001939



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra fosfo-β-catenina (Ser552) para aplicaciones de Western blot y ELISA, con reactividad cruzada para humano y ratón. Ideal para estudiar la señalización Wnt y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Fosfo-β-Catenina-S552
Observaciones/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Fosfo-β-Catenina-S552
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1499
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S552 de CTNNB1 humano (NP_001895.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P35222
Peso Molecular de la Proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo