

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-B-Catenina-S675 Para Wb, If-P, Elisa - P35222

Número de artículo: CM0001612



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta fosfo- β -catenina (S675) para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la señalización Wnt y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-Fosfo- β -Catenina-S675
Observaciones/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Fosfo- β -Catenina-S675
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1499
GeneID	1499
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S675 de la beta catenina humana (NP_001091679.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35222
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo