

Phospho-B-Catenina-Y333 Conejillo Pab Para Wb - P35222

Número de artículo: CM0000528



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para β -Catenina fosforilada (Tyr333), validado para Western blot en muestras humanas. Ideal para investigación en señalización Wnt y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho- β -Catenina-Y333 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenina-Y333
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1499
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P35222
Peso Molecular de la Proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo