

Mab De Conejo Phospho-Vangl2-T78/S79/S82 Para Wb Y Elisa - Q9UIk5

Número de artículo: CM0000655



Introducción

Anticuerpo monoclonal fosfoespecífico dirigido a VANGL2 en T78/S79/S82, validado para WB y ELISA. Adecuado para investigación sobre polaridad celular planar y biología del desarrollo en humanos, ratones y ratas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-VANGL2-T78/S79/S82
Observaciones/Alias	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; Phospho-VANGL2-T78/S79/S82
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	57216
ID del gen	57216
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosfoespecífico correspondiente a los residuos alrededor de T78/S79/S82 del VANGL2 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9ULK5
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo