

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Vasp-S157 Para Wb, Elisa - P50552

Número de artículo: CM0000950



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra fosfo-VASP (Ser157). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la dinámica de la actina, la migración celular y la activación plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-VASP-S157
Observaciones/Alias	VASP; Fosfo-VASP-S157
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7408
GeneID	7408
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S157 de VASP humano (NP_003361.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P50552
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo