

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Vasp-S239 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50552

Número de artículo: CM0001906



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-VASP-S239, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconocer la VASP humana fosforilada en la serina 239. Ideal para investigación de dinámica del citoesqueleto, activación plaquetaria y migración celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo Phospho-VASP-S239                                                                       |
| Notas / Alias       | VASP; fosfoproteína estimulada por vasodilatadores; Phospho-VASP-S239                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                |
| GeneID              | 7408                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Péptido sintético (Péptido sintético fosforilado alrededor del S239 de la VASP humana (NP_003361.1).) |
| Origen              | Conejo                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos fosforilados                                                                              |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                     |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                |
| SWISS               | P50552                                                                                                |
| Peso de la proteína | 40kDa                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                        |