

Phospho-Vav1-Y174 Conejo Pab Para Wb - P15498

Número de artículo: CM0001407



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra la VAV1 humana en la tirosina 174 (Y174). Ideal para WB en muestras humanas y de rata, explorando la función de la proteína Vav en la señalización hematopoyética y la diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-VAV1-Y174 Conejo pAb
Observaciones/Alias	VAV; Phospho-VAV1-Y174
Especie	Humano
ID del Gen	7409
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos que rodean la Y174 de la VAV1 humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P15498
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo