


Pab De Conejo Contra Vimentina Fosforilada S39 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08670

Número de artículo: CM0001253



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Vimentina fosforilada S39 para aplicaciones WB, IHC-P, ELISA. Detecta vimentina fosforilada en Ser39 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación de migración celular y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Vimentina fosforilada S39
Observaciones/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentina; VIM; vimentin; Phospho-Vimentin-S39
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7431
GeneID	7431
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de S39 del VIM humano (NP_003371.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08670
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo