


Pab De Conejo Contra Vimentina Fosforilada S56 Para Wb Y Elisa - P08670

Número de artículo: CM0000601



Introducción

El pAb de conejo contra Vimentina fosforilada S56 detecta Vimentina fosforilada en Ser56 en muestras humanas y de rata mediante WB y ELISA. Ideal para estudios de dinámica de filamentos intermedios, migración celular y TEM.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Vimentina fosforilada S56
Observaciones/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentina; VIM; vimentina; Vimentina fosforilada S56
Especie	Humana
ID genético	7431
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor del residuo S56 de la VIM humana (NP_003371.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Rata
SWISS	P08670
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo