


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-Yap1-S127 - P46937

Número de artículo: CM0001223



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-YAP1-S127 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la vía de Hippo, el control del tamaño de los órganos y la supresión tumoral. Peso aproximado: 54 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-YAP1-S127
Observaciones/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; fosfo-YAP1-S127
Especie	Humano
GeneID (humano)	10413
GeneID	10413
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintetizado derivado de YAP1 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46937
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo