

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Yap1 (S397) Para Wb, If/Icc, Elisa - P46937

Número de artículo: CM0001944



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para YAP1 fosforilado en Ser397. Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad en humanos, ratón y rata. Esencial para investigación de la vía Hippo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-fosfo-YAP1-S397
Observaciones/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; fosfo-YAP1-S397
Especie	Humano
GeneID (humano)	10413
GeneID	10413
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de S397 de YAP1 humano (NP_001123617.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46937
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo