

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Ywhaz (Ser58)/Ywhah (Ser59)/Ywhag (Ser59)/Ywhab (Ser60) Para Wb Y Elisa - P63104 / Q04917 / P61981 / P31946

Número de artículo: CM0001935



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico dirigido a las isoformas zeta (Ser58), eta (Ser59), gamma (Ser59) y beta (Ser60) de 14-3-3. Validado para WB y ELISA con reactividad en humanos y ratones. Ideal para el estudio de la señalización de 14-3-3 y eventos de fosforilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Anti-Fosfo-YWHAZ -Ser58+YWHAAH -Ser59+YWHAG-Ser59+YWHAB -Ser60
Observaciones/Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHA1; 14-3-3GAMMA; DEE56; EIEE56; PPP1R170; GW128; HEL-S-1; HS1; KCIP-1; YWHAA
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7534/7533/7532/7529
ID del gen	7534/7533/7532/7529
Inmunógeno	Péptido sintético fosfoespecífico correspondiente a los residuos alrededor de Ser58&Ser59&Ser59&Ser60 de YWHAZ/YWHAH/YWHAG/YWHAB humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P63104/Q04917/P61981/P31946
Peso de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo