


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Zap70-Y493 - P43403

Número de artículo: CM0001386



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-ZAP70 (Tyr493) validado para IF/ICC y ELISA. Reacciona con ZAP70 humano, una tirosina quinasa clave en la señalización del receptor de células T y la inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-ZAP70-Y493
Observaciones/Alias	ZAP70; ADMIO2; IMD48; SRK; STCD; STD; TZK; ZAP-70; tirosina-proteína quinasa ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y493
Especie	Humano
ID del gen	7535
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y493 de ZAP70 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43403
Peso molecular de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo