

Phyhd1 Pab De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sre7

Número de artículo: CM0026530



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PHYHD1 humano, una dioxigenasa dependiente de 2-oxoglutarato. Adecuado para aplicaciones WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se envía en bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PHYHD1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PHYHD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	254295
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-291 de PHYHD1 humano (NP_001094346.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5SRE7
Peso molecular de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo