


Pab De Conejo Contra Pi3 Quinasa P85 Alfa - P27986

Número de artículo: CM0017124



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PI3 Quinasa p85 alfa humana (PIK3R1) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humanos, ratones y ratas. Adecuado para investigación sobre señalización por PI3K y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra PI3 Quinasa p85 alfa
Observaciones/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5295
ID del gen	5295
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-380 de la PI3 Quinasa p85 alfa humana (NP_852664.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27986
Peso molecular de la proteína	84kDa
Envío	Bolsa de hielo