


Anticuerpo Policlonal De Conejo Pias1 Para If/Cci Y Elisa - 075925

Número de artículo: CM0028586



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la E3 SUMO-proteína ligasa PIAS1 humana, validado para IF/CCI y ELISA. Ideal para el estudio de vías de SUMOilación y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIAS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8554
GeneID	8554
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 422-651 de la PIAS1 humana (NP_057250.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/CCI, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	075925
Peso molecular de la proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo