


Anticuerpo Policlonal De Conejo Pias1 Para Wb Y Elisa - 075925

Número de artículo: CM0013062



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo PIAS1 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige al ligasa de proteínas SUMO E3 PIAS1 (075925), un corregulador transcripcional clave en las vías de señalización STAT, p53 y hormonal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIAS1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8554
GeneID	8554
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 del PIAS1 humano (NP_057250.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075925
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo