

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pias2 Para Wb, Elisa - 075928

Número de artículo: CM0004247



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo PIAS2 validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón, rata; se dirige a la ligasa de proteínas SUMO E3 PIAS2 implicada en la regulación transcripcional. Ideal para estudiar las vías de señalización de STAT, p53 y hormonas esteroides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIAS2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9063
GeneID	9063
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del PIAS2 humano (NP_004662.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O75928
Peso Proteico	45kDa/63kDa/68kDa
Envío	Bolsa de hielo