

Pias3 Conejo Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6X2

Número de artículo: CM0030940



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PIAS3 humano, apto para WB, IHC-P, ELISA. Detecta PIAS3 endógeno en muestras de humano, ratón y rata. Ligasa E3 de SUMO involucrada en la regulación transcripcional y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIAS3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ZMIZ5; PIAS3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10401
GeneID	10401
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 452-628 de PIAS3 humano (NP_006090.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6X2
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo