

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pigr Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O70570

Número de artículo: CM0030305



Introducción

Anticuerpo pAb de conejo PIGR validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta el receptor de inmunoglobulina polimérico de ratón/rata involucrado en transcitosis e inmunidad mucosa, ~83 kDa. Ideal para estudios de inmunodetección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PIGR
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5284
GeneID	18703
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-645 del PIGR de ratón (NP_035212.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O70570
Peso Proteico	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo