

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pik3Cg Para Wb, Elisa - P48736

Número de artículo: CM0015395



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PIK3CG humano (p110γ) para Western blot y ELISA. Reconoce la subunidad catalítica PI3Ky de 126 kDa involucrada en la señalización de GPCR y la migración de células inmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIK3CG Conejo pAb
Observaciones/Alias	PI3K, PIK3, IMD97, PI3CG, PI3Kgamma, p110gamma, p120-PI3K
Especie	Humano
ID del Gen	5294
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-310 de PIK3CG humano (NP_002640.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P48736
Peso Molecular de la Proteína	126kDa
Envío	Bolsa de hielo