

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pin4 Para Wb Y Elisa - Q9Y237

Número de artículo: CM0002175



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a PIN4 humana, validado para WB y ELISA. Detecta niveles endógenos de PIN4 en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios de biología nucleolar y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIN4 Rabbit mAb
Notas/Alias	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
Especie	Humana
GeneID (Humano)	5303
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 52-131 de PIN4 humana (Q9Y237).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y237
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo