

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pip5K1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99755

Número de artículo: CM0025349

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo PIP5K1A detecta PIP5K1A (63 kDa) humano y de ratón en WB, IHC-P y ELISA. PIP5K1A es una quinasa lipídica que produce PIP2, regulando la transducción de señales, la dinámica de actina y la migración celular. Es ideal para investigación de señalización celular y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIP5K1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIP5K1A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8394
ID del gen	8394
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 231-500 de PIP5K1A humana (NP_001129109.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99755
Peso de la proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo