

Piwil2 Pab De Conejo - Piwil2

Número de artículo: CM0030004

Introducción

PIWIL2 pAb de conejo es un anticuerpo policlonal de conejo generado contra una proteína de fusión recombinante de PIWIL2 de ratón. Validado para WB y ELISA, detecta la proteína PIWIL2 de ratón y rata, por lo que es ideal para investigación en IVD y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIWIL2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	mili; Piwil1l; PIWIL2
Especie	Ratón
ID genético (Humano)	55124
ID genético (Ratón)	57746
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 398-652 de PIWIL2 de ratón (Q8CDG1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
Peso de la proteína	105kDa/109kDa
Envío	Bolsa de hielo