

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Piwil4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z3Z4

Número de artículo: CM0005630

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PIWIL4 (HIWI2, MIWI2) validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad frente a humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína PIWIL4 de 97 kDa, que participa en el silenciamiento de transposones mediado por piARN. Ideal para investigación de línea germinal y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra PIWIL4
Observaciones/Alias	HIWI2; MIWI2; PIWIL4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	143689
GeneID	143689
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 272-383 de la PIWIL4 humana (NP_689644.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z3Z4
Peso de la proteína	97 kDa
Envío	Bolsa de hielo