

Anticuerpo Policlonal De Conejo Piwil4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z3Z4

Número de artículo: CM0018573

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PIWIL4 humano (HIWI2/MIWI2). Adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta la proteína de la vía piRNA implicada en el silenciamiento de transposones y la espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIWIL4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HIWI2; MIWI2; PIWIL4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	143689
GeneID	143689
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-460 de PIWIL4 humano (NP_689644.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z3Z4
Peso de la proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo