


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pkc Alfa Para If/Icc, Elisa - P17252

Número de artículo: CM0007536



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti-PKC alfa es un anticuerpo monoclonal específico para la proteína quinasa C alfa humana, validado para IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la proliferación celular, la apoptosis y las vías de señalización del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PKC alfa
Observaciones/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha
Especie	Humano
GeneID	5578
Inmunógeno	Proteína recombinante de PKC alfa humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P17252
Peso Molecular de la Proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo