


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pklr Para Wb Y Elisa - P30613

Número de artículo: CM0016282



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PKLR validado para Western blot y ELISA. Reconoce el PKLR humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la glucólisis y el metabolismo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PKLR Rabbit pAb
Observaciones/alias	PK1; PKL; RPK; PKRL; PKLR
Especie	Humano
GeneID (humano)	5313
GeneID	5313
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 446-556 del PKLR humano (NP_000289.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P30613
Peso molecular	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo