


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Específico Para Pkm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14618

Número de artículo: CM0002518



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para PKM1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Se dirige a la isoforma adulta de la piruvato quinasa, involucrada en la glucólisis. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación en metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo específico para PKM1
Observaciones/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; Específico para PKM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5315
GeneID	5315
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la PKM1 humana (NP_001193728.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14618
Peso Proteico	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo