


Anticuerpo Policlonal De Conejo Específico Para Pkm1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14618

Número de artículo: CM0022070



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce específicamente la PKM1 humana (isoforma M1 de la piruvato quinasa). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la glucólisis y el metabolismo energético en tejidos adultos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo específico para PKM1
Observaciones/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; Específico para PKM1
Especie	Humano
GeneID	5315
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la PKM1 humana (NP_001193728.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14618
Peso Molecular de la Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo