


Plod3 Mab De Conejo - O60568

Número de artículo: CM0002894



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra PLOD3/LH3 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para el estudio de la hidroxilación y glicosilación de lisina en colágeno, y la biología de la membrana basal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLOD3 mAb de conejo
Observaciones/Alíase	LH3; PLOD3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	8985
ID de gen	8985
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-306 de PLOD3 humano (NP_001075.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O60568
Peso de la proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo