

Anticuerpo Policlonal De Conejo Para El Motivo Plxis

Número de artículo: CM0020705

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al motivo plxIS, derivado de un péptido sintético. Validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA con reactividad cruzada humana. Ideal para la investigación de proteínas que contienen el motivo plxIS.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo para el motivo plxIS
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado del motivo plxIS
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
Envío	Bolsa de hielo