

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Pmpcb Para Western Blot Y Elisa - O75439

Número de artículo: CM0026606

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad beta de la peptidasa de procesamiento mitocondrial (PMPCB) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reconoce el PMPCB humano, de ratón y de rata; adecuado para la investigación de la importación y procesamiento de proteínas mitocondriales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PMPCB pAb de Conejo                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | MAS1, MPPB, P-52, MPP11, MPPP52, Beta-MPP, PMPCB                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID de Gen (Humano)  | 9512                                                                                                                                |
| ID de Gen           | 9512                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-380 del PMPCB humano (NP_004270.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | O75439                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 54kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |