


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pms2 Para Wb Y Elisa - P54278

Número de artículo: CM0010028



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra PMS2 humano, validado mediante Western blot y ELISA. Esencial para estudios de reparación de errores de apareamiento del ADN y para la investigación del síndrome de Lynch. Detecta una banda de 96 kDa (UniProt P54278).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PMS2
Observaciones/alias	MLH4, PMS-2, PMSL2, HNPCC4, LYNCH4, MMRC54, PMS2CL, PMS2
Especie	Humana
GeneID (humano)	5395
GeneID	5395
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PMS2 humano (P54278)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P54278
Peso de la proteína	96 kDa
Envío	Bolsa de hielo