


## Pnmt Conejillo Pab - P11086

Número de artículo: CM0030876



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PNMT para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta la feniletanolamina N-metiltransferasa humana y de ratón (31 kDa), una enzima clave en la biosíntesis de catecolaminas. Adecuado para investigación IVD.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PNMT Conejillo pAb                                                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | PENT, PNMTasa, PNMT                                                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 5409                                                                                                                                                       |
| GeneID              | 5409                                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-282 de la PNMT humana (NP_002677.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                                              |
| SWISS               | P11086                                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 31kDa                                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                             |