

Pnn Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q9H307

Número de artículo: CM0022751

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PNN validado para WB y ELISA. Reconoce PNN humano y de rata, un activador transcripcional y factor de empalme implicado en la adhesión celular y la supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PNN pAb de conejo
Observaciones/Alias	DRS; DRSP; SDK3; memA; PNN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5411
GeneID	5411
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PNN humano (NP_002678.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9H307
Peso de la proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo