

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pnpla3 (Adiponutrina, Ipla2-Épsilon) Para Wb Y Elisa - Q9Nst1

Número de artículo: CM0027850

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PNPLA3 humano (adiponutrina, iPLA2-épsilon) para Western blot y ELISA. Detecta PNPLA3 humano, de ratón y de rata; adecuado para investigación en metabolismo lipídico y EHNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PNPLA3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ADPN; C22orf20; iPLA(2)épsilon; PNPLA3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	80339
ID de gen	80339
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 377-481 de PNPLA3 humano (NP_079501.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NST1
Peso proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo