


Polr2A Conejo Pab Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa, Chip - P24928

Número de artículo: CM0016690



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la subunidad RPB1 de la ARN polimerasa II dirigida por ADN (POLR2A). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA y ChIP, con reactividad cruzada confirmada en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de transcripción y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POLR2A Conejo pAb
Observaciones/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiILS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A
Especie	Humano
GeneID	5430
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-260 de POLR2A humano (NP_000928.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24928
Peso Proteico	217 kDa
Envío	Bolsa de hielo